

## Enveloppe hygiénique® pour support bassine Hy21® / chaise d'aisance



**Description pour appel d'offres** Enveloppe hygiénique pour support bassine Hy21 et chaise d'aisance avec tampon super absorbant  
**Capacité d'absorption :** 600 ml  
**Dimensions de l'enveloppe :** 24,5" x 18" – 62,2 x 45,7 cm  
**Sans date de péremption**  
**Produit écoresponsable**  
**Fabrication canadienne** 🇨🇦

**Code produit** Caisse : SA-HYGI-CLBI-000  
**Présentation** Enveloppe hygiénique® - sac bassine contenant un tampon super absorbant qui permet de gélifier les liquides biologiques et de réduire les odeurs. S'utilise en association avec le support bassine Hy21® ou avec une bassine de lit standard ou une chaise d'aisance.

**Dimensions enveloppe** Longueur = 24,5" - (62,2cm). Largeur = 18" - (45,7 cm). Épaisseur = 38µm.

**Composition** Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super absorbant 100% recyclé composé d'un support non tissé à base de sulfate couplé à des copolymères d'acrylate de sodium. Sans latex et sans phtalates.  
 Emballage fait de matières recyclées.

**Durée de vie** Aucune date de péremption.

**Efficacité** Absorption de 600 ml de liquide en moins de 30 secondes.

**Procédé de fabrication** Thermo soudage avec insertion de liens coulissants.

**Destination** Pour toute personne, homme ou femme, nécessitant une bassine de lit et/ou une chaise d'aisance que ce soit en établissement ou à domicile. Particulièrement recommandé dans le cadre des isolements infectieux.

**Mode d'emploi**

- Ouvrir le paquet et en extraire le rouleau d'enveloppes.
- Dérouler la 1<sup>ère</sup> enveloppe et la détacher selon la prédécoupe.
- Ouvrir l'enveloppe et vérifier la présence du tampon super absorbant au fond.
- Disposer l'enveloppe sur le support bassine Hy21®, la bassine de lit ou la chaise d'aisance.
- Faire les besoins dans l'enveloppe.
- Attendre la gélification des liquides (± 600 ml en quelques secondes).
- Fermer l'enveloppe, la nouer et en disposer à l'endroit approprié.

**Se référer à la notice d'utilisation pour plus de détails.**

**Précautions d'emploi** Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

**Élimination** Éliminer dans les déchets réguliers ou selon le protocole de l'établissement. Ne pas jeter dans les toilettes.

**Avantages** Offre une protection pour le support bassine Hy21, une bassine de lit standard ou une chaise d'aisance. Limite la propagation des pathogènes. Améliore l'hygiène, économise le temps, réduit les odeurs, s'élimine facilement et sans risque. Produit à usage unique.

**Identification** Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de fabrication.

**Qualité** Nos sacs sont testés selon la méthodologie et les critères d'acceptation de la norme NF-X30-501 : *Emballages des déchets d'activités de soins – Sacs pour déchets d'activités de soins mous à risque infectieux – Spécifications et méthodes d'essais.*

**Marquage CE** OUI. Ce produit appartient à la classe I selon les règles de l'annexe IX de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

**Risques/sécurité** Risque très léger d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon super absorbant. La fiche signalétique est disponible sur demande.

**Manutention/Stockage** Conserver à l'abri du soleil, de l'humidité et à une température supérieure à -5°C.

Conditionnement	Unité	Boîte de 20 enveloppes hygiéniques® sac bassine	20 x 11,4 x 11,4 cm / 0,94 kg 8 x 4,5 x 4,5 po / 2,07 lb
	Caisse	20 boîtes de 20 enveloppes (400)	60 x 27 x 42 cm / 20,6 kg 23,5 x 10,75 x 23,5 po / 45.5 lb
	Palette	20 caisses par palette soit 400 boîtes de 20 enveloppes	126 x 102 x 121 cm / 435 kg 49,5 x 40 x 47,75 po / 960 lb